

Aesculap Sterile Technology Optik Container

Think Sterile Supply. Think Aesculap.



Aesculap Sterile Technology Optik Container

Geeignete Sterilisationsverfahren

- Dampfsterilisation: Fraktioniertes Vakuumverfahren

Nicht für Gravitationsverfahren!




Separate Lagerung und Vorhaltung der Optiken

- Gesonderte, schnelle und sichere aseptische Bereitstellung, unabhängig von Instrumentensieben

- Schutz von empfindlichen Optiken inkl. Lichtleitkabel bei Aufbereitung, Transport und Lagerung




Individuelle Gestaltung durch das Aesculap Organisations-System



Die neue Dichtung ist bei Bedarf leicht auswechselbar



Think Sterile Supply
Think Aesculap



Geschütztes Perforationsfeld




Der Griff auf dem Siebkorb-
deckel ermöglicht eine einfache
aseptische Entnahme




- Stapelbar
- Plombe am Verschluss

Aesculap Sterile Technology Optik Container





Think Sterile Supply
Think Aesculap



Deckel	LxBxH mm	für das fraktionierte Vakuumverfahren
JK020	539 x 152 x 28	



Wanne	LxBxH mm	für das fraktionierte Vakuumverfahren
JN021	540 x 144 x 65	



Siebkorb	LxBxH mm	für bis zu zwei laparoskopische Optiken und ein Lichtkabel
JF435R	501 x 134 x 45	



	LxBxH mm	Aesculap Dauerfilter für die Dampfsterilisation, zur Verwendung mit Filterhalter JK098, Verwendungsdauer 1000 Wasch- und Sterilisationszyklen
JK091	95 x 215	<i>Bestelleinheit (PAK): Packung à 2 Stück</i>



	LxBxH mm	Aesculap Papierfilter mit Prozessindikator, für die Dampfsterilisation mit Filterhalter JK098 zu verwenden.
JF166	118 x 235	<i>Bestelleinheit (PAK): Packung à 100 Stück</i>



	LxBxH mm	Universal-Filterhalter
JK098	245 x 100 x 6	


Aesculap Sterile Technology Optik Container



JK086

Kennzeichnungsstift für Aesculap
Dauerfilter

*Bestelleinheit (PAK): Packung à
3 Stück*



JG744
JG745
JG746
JG747
JG748

Farbe	Außenmaß
weiß	80 x 35
rot	80 x 35
blau	80 x 35
grün	80 x 35
gelb	80 x 35

Kennzeichnungsschild mit Klebe-
rücken und Prozessindikator für
die Dampfsterilisation.

*Bestelleinheit (PAK): Packung à
1000 Stück*



JG743

Außenmaß
80 x 35

Kennzeichnungsschild ohne
Prozessindikator und ohne
Kleberücken.

*Bestelleinheit (PAK): Packung à
1000 Stück*




JG749

Außenmaß
80 x 32

Kennzeichnungsschilder, einzeln,
selbstklebend, außen gewickelt,
mit Prozessindikator für die
Dampfsterilisation, perforiert
*Etikettenhöhe: 32 mm
Etikettenbreite: 80 mm
Kerndurchmesser 3"*

Bestelleinheit (ST): 1500 Etiketten



Plomben

JG738

Plombe – zur Sicherung des Containerverschlusses gegen unkontrolliertes Öffnen

Bestelleinheit: Packung à 100 Stück (PAK)

JG739

Bestelleinheit: Packung à 1000 Stück (PAK)



JG740

Reparaturmarke – zur Kennzeichnung reparaturbedürftiger Instrumente oder Container mit Reparaturware.

Bestelleinheit: Packung à 1000 Stück (PAK)



Kennzeichnungsschilder aus Aluminium

JG645B	rot
JG646B	blau
JG647B	grün
JG648B	gold
JG650B	schwarz
JG652B	oliv-braun
JG653B	violett
JG654B	orange

Kennzeichnungsschilder mit Beschriftung einzeilig (Schrifthöhe 6 mm) oder zweizeilig (Schrifthöhe 5 mm), bis zu 13 Zeichen je Zeile
Maße: 50x18 mm

Hinweis: Kennzeichnungsschilder aus Aluminium mit ph-neutralem Reiniger aufbereiten



JG645U	rot
JG646U	blau
JG647U	grün
JG648U	gold
JG650U	schwarz
JG652U	oliv-braun
JG653U	violett
JG654U	orange

Kennzeichnungsschilder ohne Beschriftung

Daten wie oben

Hinweis: Kennzeichnungsschilder aus Aluminium mit ph-neutralem Reiniger aufbereiten



Think Sterile Supply Think Aesculap



	Außenmaß	Barcodeschilder aus Kunststoff Schriftart 128A, max. Code-Länge 10 Zeichen, max. Beschriftungslänge 10 Zeichen. <i>Besonderer Hinweis: Bitte bei der Bestellung die gewünschte Bezeichnung angeben.</i>
JG736	56 x 18	



	Außenmaß	Barcodeschilder aus Kunststoff speziell für instacount®, Schriftart 128A, max. Code- Länge 10 Zeichen, max. Beschriftungslänge 20 Zeichen. <i>Besonderer Hinweis: Bitte bei der Bestellung die gewünschte Bezeichnung sowie die lau- fende Nummer des instacount-Sets angeben.</i>
IC-V006	56 x 18	



Organisations-System

		Okkularhalter
JG367		



		Schafthalter
JG368		



		Befestigungsstift <i>Bestelleinheit (PAK): Packung à 10 Stück</i>
JG300		




		Schraubendreher
JG302		

Aesculap Sterile Technology

Optik Container


Think Sterile Supply
Think Aesculap



Weitere Siebkörbe


JF431R

Siebkorb für eine Optik mit einer Schaftlänge bis zu 340 mm




JF432R

Siebkorb für zwei Optiken mit einer Schaftlänge bis zu 340 mm




JF433R

Siebkorb für zwei Optiken mit einer Schaftlänge bis zu 340 mm, mit zusätzlicher Abstützung



JF434R

Siebkorb für Mini-Hysteroskop mit Durchmesser < 4 mm



JF436R

Siebkorb für ein Arthroskop mit Schaftdurchmesser 2,7 mm oder 4 mm und einer Schaftlänge von 140 – 200 mm



AESCULAP®

Vertrieb Österreich

**B. Braun Austria GmbH
Aesculap Division**

Otto Braun-Straße 3-5
2344 Maria Enzersdorf
Österreich

Telefon +43 2236 4 65 41-0
Fax +43 2236 4 65 41-177

www.bbraun.at

Vertrieb Schweiz

B. Braun Medical AG

Seesatz
6204 Sempach
Schweiz

Telefon +41 58 258 50 00
Fax +41 58 258 60 00

www.bbraun.ch

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Aesculap AG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Deutschland

Telefon +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns die Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.