

# Aesculap Endoscopic Technology Trokar System

Single Use System



Entdecken Sie die neue Trokar Generation.

# Aesculap Single Use Trokar System



## Komfortabel

Ein System mit besonders einfacher Handhabung, das alle Ansprüche an ein Trokar System erfüllt.

Im Sinne des Chirurgen.

## Sicher

Die Patienten- und Anwendersicherheit ist eine der zentralen Anforderungen an das neue Trokar System.

Für den Patienten.



## Funktional

Sterile Bereitstellung,  
Röntgendurchlässigkeit und  
ein geringes Gewicht stehen  
exemplarisch für hohe  
Funktionalität.

Zur Zufriedenheit aller.

# Aesculap Single Use Trokar System



## Geringer Platzbedarf

durch das platzsparende, schlanke Trokardesign.

## Guter Halt in der Bauchdecke

beim Instrumentenwechsel sowie beim intraoperativen Arbeiten.



## Geringe Instrumentenfriktion

ermöglicht ein leichtes  
und ermüdungsfreies Arbeiten.

# Aesculap Single Use Trokar System


SETS

Ø 5 mm



**bestehend aus:** Trokarschülpe, Dichteinheit, Dilatations-Trokardorn

1 PAK à 6 Stück



## EINZELKOMPONENTEN


Ø 5 mm

### EINMAL-TROKARHÜLSEN bestehend aus: Trokarhülse und Dichteinheit

1 PAK à 6 Stück

### EINMAL-TROKARDORNE

1 PAK à 6 Stück



# Aesculap Single Use Trokar System

## EINZELKOMPONENTEN

Ø 10 mm




**EINMAL-TROKARHÜLSEN** bestehend aus: Trokarhülse und Dichteinheit mit 5 mm Klappkonverter

**EINMAL-TROKARDORNE**


1 PAK à 6 Stück

1 PAK à 6 Stück




**EK192SU**  
glatt,  
mit Hahn  
110 mm

**EK194SU**  
glatt,  
mit Hahn  
150 mm



**EK193SU**  
Gewinde,  
mit Hahn  
110 mm



**EK159SU**  
Dilatations-  
Trocardorn  
110 mm

**EK160SU**  
Dilatations-  
Trocardorn  
150 mm

## EINZELKOMPONENTEN




Ø 12 mm

**EINMAL-TROKARHÜLSEN** bestehend aus: Trokarhülse und Dichteinheit mit 5 mm Klappkonverter

1 PAK à 6 Stück


**EINMAL-TROKARDORNE**

1 PAK à 6 Stück




**EK196SU**  
glatt,  
mit Hahn  
110 mm

**EK198SU**  
glatt,  
mit Hahn  
150 mm



**EK197SU**  
Gewinde,  
mit Hahn  
110 mm



**EK169SU**  
Dilatations-  
Trocardorn  
110 mm


**EK170SU**  
Dilatations-  
Trocardorn  
150 mm

# Aesculap Single Use Trokar System



...just a click away!

## DICHTEINHEITEN



### EK001SU

Einmal Dichteinheit  
für Trokare Ø 5 mm  
1 PAK à 20 Stück



### EK003SU

Einmal Dichteinheit  
für Trokare Ø 10/12 mm  
mit 5 mm Klappkonverter  
1 PAK à 20 Stück

## INSUFFLATIONSNADELN



### EJ995

Ø 2,1 mm,  
Länge: 120 mm  
1 PAK à 20 Stück



### EJ996

Ø 2,1 mm,  
Länge: 150 mm  
1 PAK à 20 Stück

## Wissensvorsprung – Mit Kompetenz die Zukunft erobern.



Innovative Entwicklungen in der Medizintechnik, anspruchsvolle neue Behandlungsmethoden, zunehmende Anforderungen an Klinik- und Qualitätsmanagement und nicht zuletzt die Freude am Wissen haben einen riesigen Fortbildungsbedarf herbeigeführt.

Weltweit gilt die Aesculap Akademie als bedeutendes Forum für medizinisches Training und Weiterbildung und antwortet auf die steigenden Ansprüche an Mediziner, leitendes Personal und Mitarbeiter aus den Bereichen OP, Anästhesie, Pflege und Klinikmanagement. Unser Programmangebot umfasst ein weites Spektrum vom praktischen Workshop über Managementseminare bis hin zu internationalen Symposien.

Die Veranstaltungen tragen das Qualitätssiegel von Fachverbänden und international anerkannten Institutionen. Der wissenschaftliche Beirat der Aesculap Akademie bürgt für die ideale Themen- und Referentenauswahl. Ihm gehören erfahrene Mediziner verschiedener Disziplinen und Vertreter des Pflege- und Klinikmanagements an.

*"Mir gefällt die freundliche Stimmung."*

*"Sehr professionell – eine Freude teilzunehmen."*

*"Persönliche Instruktionen der Kursleitung während den praktischen Übungen – exzellente Anleitung"*

Unsere modernen Workshopräume in Tuttlingen (Aesculapium) und Berlin (Langenbeck-Virchow-Haus) bieten Platz für maximal 12 – 20 Teilnehmer an 6 – 10 Arbeitsplätzen. Für das Training von Laparoskopischen Operationen wurden unterschiedliche Trainingsmodelle für Dry und Wet-Lab Übungen entwickelt.

Intensive Workshops an Tierpräparaten rüsten für den Klinikalltag und kleine Arbeitsgruppen bilden die ideale Grundlage für einen angeregten Wissensaustausch.

Erfahrungsaustausch und interdisziplinärer Dialog mit zertifizierten internationalen Meinungsbildnern zeichnen das Veranstaltungsangebot der Aesculap Akademie aus.



Nähere Informationen zum Schulungsangebot der Aesculap Akademie erhalten Sie unter Telefon 07461 95-2001 oder im Internet unter:

[www.aesculap-akademie.de](http://www.aesculap-akademie.de)





# AESCULAP®

Vertrieb Österreich

**B. Braun Austria GmbH  
Aesculap Division**

Otto Braun-Straße 3-5  
2344 Maria Enzersdorf  
Österreich

Telefon +43 2236 4 65 41-0  
Fax +43 2236 4 65 41-177

[www.bbraun.at](http://www.bbraun.at)

Vertrieb Schweiz

**B. Braun Medical AG**

Seesatz  
6204 Sempach  
Schweiz

Telefon +41 58 258 50 00  
Fax +41 58 258 60 00

[www.bbraun.ch](http://www.bbraun.ch)

**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**Aesculap AG**

Am Aesculap-Platz  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

Telefon +49 7461 95-0  
Fax +49 7461 95-2600

[www.aesculap.de](http://www.aesculap.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Erzeugnisse dienen. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Bei Missbrauch behalten wir uns die Rücknahme der Kataloge und Preislisten sowie Regressmaßnahmen vor.